

**Uphoff Lab**  
laborgeprüfte  
Qualität 

 **MWK Bionik**<sup>®</sup>  
Solutions for a smarter Future.

# biologischer **TEILE REINIGER**

- ✓ Energiesparend ohne Temperierung
- ✓ Material-, haut- & umweltschonend
- ✓ Mit Hilfe von Mikrobiologie
- ✓ Verringert die Ölfracht
- ✓ Hochwirksam gegen starke Fett- & Ölverschmutzungen



 MADE IN GERMANY

[www.mwk-bionik.de](http://www.mwk-bionik.de)

## SPARSAM & EFFEKTIV:

Unser umweltschonender *Teilereiniger* muss **nicht temperiert** werden. Eine arbeits- und energieaufwendige Erhaltung der Anwendungstemperatur entfällt und **senkt so Ihre Strom- und Heizkosten.**

Die hochwirksamen Mikroorganismen unseres sparsamen Konzentrates bauen die Öl- und Fettrückstände ab, verringern die Ölfracht und sorgen so für eine **lange Standzeit.**

## MATERIALSCHONEND:

Die Zusammensetzung mit einem hohen Anteil an biologischen Inhaltsstoffen ist umweltschonend und **gewährleistet eine hohe Reinigungsleistung.** Zudem ist sie schonend zu den Teilen und Reinigungsapparaten.

Die Anwendung ist unbedenklich für Mensch, Tier und Natur und reinigt **wirtschaftlich, nachhaltig und gründlich.**

 **CO<sub>2</sub>-reduzierend**

 **nachhaltig**

## Vorteile



### GEWÄSSERSCHÜTZEND & SICHER

Die Mikroorganismen bauen Öl- und Fettrückstände ab, so dass diese gar nicht erst ins Abwasser gelangen.



### NACHHALTIGER WIRTSCHAFTEN

Unser *Teilereiniger* ist umweltschonend & nachhaltig. Er spart Energie & verringert den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.



### SEHR ERGIEBIG

Das Konzentrat kann sowohl zum Vorsprühen als auch im Hochdruckgerät angewendet werden.



### VIELSEITIGE EINSATZGEBIETE

Einsetzbar in allen Teilewaschgeräten und Reinigungsgeräten.

# TEILEREINIGER

## UNSER VERSPRECHEN:



Wir verwenden  
umweltfreundliche Inhaltsstoffe



Dieses Produkt ist frei von  
Konservierungsmitteln, Chlor  
und Mikroplastik



Die Anwendung ist  
unbedenklich für Mensch,  
Tier und Natur

## ANWENDUNG:



Kanister vor der Anwendung  
schütteln



Zum Vorsprühen das Konzentrat  
1:2,5 mit Wasser mischen.  
Einwirkzeit 2 - 5 Minuten



Bei Einsatz mit Hochdruckgerät  
Vormischung 1:5 bis 1:10 mit  
Wasser

✓ **umweltfreundlich**

✓ **anwenderfreundlich**



## Inhaltsstoffe:

Phosphate, Tenside, Lösungsvermittler, Mikroorganismen, Duftstoffe

## Haltbarkeit:

Siehe Aufdruck, nach Anbruch innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen. Verdünnung der Produkte kann zu verringerter Haltbarkeit führen. Kühl und dunkel lagern (ideal bei 5 - 20°C). Vor Frost und Hitze schützen.

## Gebindegrößen:

Der *biologische Teilereiniger* ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich:



5 l Kanister  
auf Wunsch mit  
Dosierpumpe



20 l Kanister  
auf Wunsch mit  
Dosierpumpe



IBC  
640 l / 1000 l

# Kontakt

MWK Bionik Sales GmbH & Co. KG

Im Gewerbegebiet 22  
83093 Bad Endorf

Tel.: +49 8053 59 817 0

Fax: +49 8053 59 817 19

E-Mail: [sales@mwk-bionik.de](mailto:sales@mwk-bionik.de)